

Nettoyage et désinfection des chariots de douche en Chirurgie plastique (CPR)

1. Objet

Ce document décrit les modalités de nettoyage et de désinfection à l'**Incidin®Plus** des chariots de douche en Chirurgie plastique et reconstructive (CPR) après chaque utilisation pour un patient brûlé afin de réduire le risque de transmission des germes. La douche des patients brûlés en CPR s'effectue soit en salle de douche (laisser le minimum de matériel en salle de douche pendant le soin) soit dans la chambre équipée pour réaliser une douche (14-612).

2. Responsabilités

ICUS CPR et par délégation, personnel soignant de CPR effectuant nettoyage/désinfection des chariots.

3. Produits et matériel utilisés

- Eau courante avec le flexible de douche et le filtre incorporé dans pommeau de douche utilisé pour le patient
- INCIDIN® PLUS 0.5% (détergent/désinfectant) avec robinet doseur soit en solution ou soit avec lingettes imprégnées prêtes à l'emploi :



- ETHANOL à 70% (désinfectant)
- Chiffon bleu de ménage propre ou lingettes imprégnées, papier absorbant pour essuyer les surfaces humides
- Une grande planche en plexis utilisée comme support durant le nettoyage
- Gants de ménage ou en nitrile (violet) pour utiliser INCIDIN®PLUS et Ethanol à 70%.
- Tenue pour le personnel : mettre par dessus la tenue standard, sur-blouse imperméable jaune, sur-chaussures.

4. Technique de nettoyage et désinfection après chaque utilisation

Le chariot de douche est nettoyé dans la salle de douche après évacuation de tout le matériel souillé présent sur le chariot. Si la douche a été réalisée en chambre, le chariot de douche est d'abord rincé à l'eau courante, puis conduit en salle de douche pour être nettoyé et désinfecté.

A. Chariot blanc

1. **Désinfecter les parties externes du flexible et filtre de douche** avec l'INCIDIN® PLUS 0.5% avant de les utiliser.
2. Si présence d'importantes souillures sur le matelas : **faire un rinçage à l'eau avant sa désinfection** (garder dans ce cas le tuyau d'évacuation pour éviter les éclaboussures et l'inondation).
3. **Nettoyer par frottement et désinfecter** avec les lingettes pré-imprégnées d'INCIDIN® PLUS 0.5%, **le dessus du matelas de douche**, toujours posé sur le chariot de douche. Insister dans les coins et le trou d'évacuation.



4. Mettre la planche en plexis **désinfectée** au préalable sur le dessus de la baignoire puis y poser **le matelas à l'envers**
5. **Nettoyer le dessous du matelas** avec de l'INCIDIN®PLUS 0.5%
6. **Sécher le dessous du matelas** de douche si besoin



Pendant les phases suivantes, garder le matelas sur la baignoire

7. **Nettoyer par frottement et désinfecter** avec l'INCIDIN®PLUS 0.5% toute la **structure métallique du chariot de douche** (toutes les surfaces supérieures et inférieures : plaque en plexis, barrières, boulons, roues). Poser en attente plaque en plexis sur chariot de soins propre et désinfecter toute l'armature métallique du chariot.



Pas de rinçage du chariot de douche, mais doit être sec avant de repositionner le matelas

8. Remettre le matelas sur l'armature métallique du chariot de douche

Sécher minutieusement toutes les surfaces du matelas de douche avec du papier absorbant.
(Aucune trace mouillée ou humide sur les 2 surfaces du matelas et plaque plexis).



9. Recouvrir le matelas d'un drap propre ou housse plastique.



10. Désinfecter la planche en plexis, le chariot de soins et la baignoire avec de l'Incidin® PLUS 0.5%



Procéder à une désinfection du matelas à l'ETHANOL 70% avant chaque utilisation pour un autre patient

B. Chariot bleu

1. **Désinfecter les parties externes du flexible et filtre de douche** avec l'INCIDIN® PLUS 0.5% avant de les utiliser.

2. Si présence d'importantes souillures sur le matelas : **faire un rinçage à l'eau avant sa désinfection** (garder dans ce cas le tuyau d'évacuation pour éviter les éclaboussures et l'inondation).

3. **Nettoyer par frottement et désinfecter** avec les lingettes pré-imprégnées d'INCIDIN® PLUS 0.5%, **le dessus du matelas de douche**, toujours posé sur le chariot de douche. Insister dans les coins et le trou d'évacuation.



4. Mettre la planche en plexis **désinfectée au préalable** sur le dessus de la baignoire puis y poser **le matelas à l'envers**

5. **Nettoyer le dessous du matelas** avec de l'INCIDIN®PLUS 0.5%

6. **Sécher le dessous du matelas** de douche si besoin



Pendant les phases suivantes, garder le matelas sur la baignoire

7. **Nettoyer par frottement et désinfecter** avec l'INCIDIN®PLUS 0.5% toute la **structure métallique du chariot de douche** (toutes les surfaces supérieures et inférieures : plaque en plexis, barrières, boulons, roues).



Pas de rinçage du chariot de douche, mais doit être sec avant de repositionner le matelas

8. Remettre le matelas sur l'armature métallique du chariot de douche

Sécher minutieusement toutes les surfaces du matelas de douche avec du papier absorbant. (Aucune trace mouillée ou humide sur les 2 surfaces du matelas et plaque plexis).



9. Recouvrir le matelas d'un drap propre ou housse plastique.



10. Désinfecter la planche utilisée comme support, le chariot de soins et la baignoire avec de l'Incidin® PLUS 0.5%



Procéder à une désinfection du matelas à l'ETHANOL 70% avant chaque utilisation pour un autre patient

11. Nettoyage / désinfection des accessoires

Le filtre de la douche (pommeau) est à jeter entre chaque patient.

Le tuyau d'évacuation du matelas, le bouchon de fermeture du matelas et la grille d'évacuation **sont transportés au vidoir** :

- Nettoyer et désinfecter en les laissant tremper dans le Déconex instrument® à 1% pendant 30 minutes.
- Rincer à l'eau courante et mettre à sécher ce matériel (suspendre ou avec air comprimé)

Attention tout le matériel doit être immergé.



- Désinfection manuelle avec l'INCIDIN®PLUS 0.5% du tuyau fixe de la douche

5. Remarques

Avant l'utilisation pour la prochaine douche :

- Vérifier l'intégrité du matelas : Absence de trous et/ou fissures ; si présents, changer le matelas (ne pas utiliser de rustines), avertir le responsable du matériel.
- Vérifier l'absence de zone humide sur le matelas et chariot de douche
- Désinfecter le matelas avec de l'éthanol 70%
- Établir une traçabilité des nettoyages

6. Validation

Nom	Fonction	Service	Date
M.-J. Thévenin	Infirmière PCI	SMPH	Sept. 2014
G. Chaillou	Infirmier PCI	SMPH	
Dr L. Senn	Médecin associée	SMPH	
F. Mendes	ICUS	CPR	