



TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DU MATERIEL

Gestion de l'entretien du matériel



Jeter impérativement après emploi le matériel ou le dispositif médical à **usage unique**



Mettre des gants adaptés lors de toute manipulation de matériel souillé par des liquides biologiques et avant tout contact avec des produits désinfectants



Désinfecter les mains après le retrait des gants

Toujours se rappeler que :

"on ne peut désinfecter ou stériliser que ce qui est propre"

Traiter le matériel réutilisable en fonction du niveau de risque



Stocker le matériel et les dispositifs médicaux, une fois retirés, dans des lieux propres, surélevés par rapport au sol et à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la chaleur, du soleil et des risques de détérioration des emballages (déchirures, agrafes, ...)

Classification des dispositifs médicaux

Les instruments médicaux peuvent être classés en trois catégories selon l'utilisation qui en est faite: 'critiques', 'semi-critiques', ou 'non-critiques' Cette classification est utile pour déterminer la façon dont chaque dispositif doit être traité :

Catégories de matériel Risque infectieux	Définition, exemples	Traitement	Objectif du traitement
Non critique Risque bas	Dispositif n'entrant en contact qu'avec la peau intacte du patient Ex: manchette à pression, stéthoscope, coupe-ongles, table de nuit, lit, vase, urinal,...	Nettoyage et Désinfection de bas niveau	Eliminer les souillures et la plupart des microorganismes (au min. les bactéries).
Semi-critique Risque moyen	Dispositif entrant en contact avec des muqueuses non stériles sans effraction ou la peau lésée superficiellement Ex: matériel pour soins de la sphère ORL (bouche, nez, yeux), spéculum vaginal, thermomètre rectal, buccal...	Nettoyage et Désinfection de niveau intermédiaire	Eliminer les souillures et tous les microorganismes (bactéries, virus, champignons, mycobactéries) à l'exception de quelques spores.
Critique Risque élevé	Dispositif entrant en contact avec un site corporel stérile Ex: instruments chirurgicaux ou pour soins de plaies, cathéters, sondes urinaires, d'aspiration, laryngoscopes,...	Nettoyage et Stérilisation ou Nettoyage et Désinfection de haut niveau	Eliminer les souillures et détruire tous les microorganismes y compris les spores.

OPERATIONS DE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX

