

Ajout d'un sac collecteur supplémentaire sur le système clos de vidange de la sonde vésicale

Indication	<ul style="list-style-type: none">• Pour augmenter la capacité du sac collecteur• Pour offrir un confort nocturne aux personnes porteuses d'une sonde vésicale à demeure
Matériel	<ul style="list-style-type: none">• 1 chariot ou plateau de soins• 1 désinfectant hydro alcoolique pour les mains• 1 paire de gants non stérile• Compresses• Antiseptique alcoolique (teinture) à base de chlorhexidine ou d'iode• Sac collecteur à urine, non stérile
Déroulement du soin	<ul style="list-style-type: none">• se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique• mettre les gants non stériles• désinfecter l'embout des deux sacs collecteurs• connecter le 2^{ème} sac collecteur sur le système de vidange du 1^{er} sac• ouvrir le 1^{er} sac collecteur• installer le système collecteur en évitant les coudes sur le tuyau du sac collecteur et sur la sonde• installer le système en déclive sans qu'il ne touche le sol• enlever les gants• se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique
Contrôle	<ul style="list-style-type: none">• surveiller le bon écoulement des urines dans le sac collecteur