

## Préparation et administration d'un aérosol

Aérosol par nébulisateur	
<b>Matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prise murale d'air pulsé ou appareil propulseur d'air, <b>jamais d'oxygène</b></li> <li>• set d'aérosol individuel</li> <li>• tuyau de raccord</li> <li>• médicament prescrit, sérum physiologique (NaCl), seringue et aiguille</li> <li>• matériel à usage unique (UU*)</li> </ul>
<b>Déroulement du soin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remplir le réservoir du vaporisateur (nébulisateur) avec le médicament dilué avec le NaCl</li> <li>• faire tenir le vaporisateur tout près du visage du résident</li> <li>• l'aérosol est terminé lorsque le récipient est vide</li> <li>• si le récipient n'est pas vide, jeter le reste du médicament</li> <li>• protéger le matériel entre deux utilisations à l'abri de la poussière (ex. sachet plastique)</li> </ul>
<b>Contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• des effets du traitement</li> <li>• de la tolérance du résident (allergie)</li> <li>• de l'apparition de nausées ou de vomissements</li> </ul>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laver le vaporisateur (nébulisateur) et le masque à l'eau et au savon après chaque utilisation, bien rincer et sécher avec une compresse</li> <li>• lors d'utilisation prolongée, <b>désinfecter</b> le vaporisateur et la tubulure par trempage <b>1 fois par semaine</b></li> <li>• à la fin du traitement chez le résident, éliminer tout le matériel (<b>UU</b>) dans déchets à ordures ménagères</li> </ul>

\***UU = matériel à usage unique** = utiliser pour un seul patient et jeter après une semaine ou à la fin du traitement