

Retraitement des dispositifs médicaux selon les risques infectieux

Catégories de dispositifs	Définitions, exemples	Niveau de risque infectieux	Objectif	Méthode et moyen
Non critique	Dispositif n'entrant en contact qu'avec la peau intacte du patient Ex : manchette à pression, stéthoscope, coupe-ongles, table de nuit, lit, vase, urinal, ...	Risque bas	Nettoyage et désinfection de bas niveau	Utiliser un désinfectant éliminant la plupart des microorganismes (au minimum les bactéries).
Semi-critique	Dispositif entrant en contact avec des muqueuses non stériles sans effraction, ou la peau lésée superficiellement. Ex : matériel pour soins de la sphère ORL (bouche, nez, yeux), spéculum vaginal, thermomètre rectal / buccal, ...	Risque moyen	Nettoyage et désinfection de niveau intermédiaire	Utiliser un désinfectant éliminant tous les microorganismes (bactéries, virus, champignons, mycobactéries) à l'exception de quelques spores.
Critique	Dispositif entrant en contact avec un site corporel stérile. Ex : instruments chirurgicaux ou pour soins de plaies, cathéters, sondes urinaires, d'aspiration, laryngoscopes, ...	Risque élevé	Nettoyage et stérilisation ou Désinfection de haut niveau	Détruire tous les microorganismes y compris les spores (stérilisation à la vapeur d'eau saturée pendant 18 min. à 134°C).

- Toujours privilégier l'utilisation de matériel à usage unique
- Traiter le matériel en fonction de son utilisation si matériel à usage multiple
- Toujours manipuler le matériel souillé avec des gants
- Ne jamais retraiter du matériel à usage unique
- Toujours traiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation