

Date / heure :

Stérilisateur :

Numéro de cycle :

Concerne : Contrôle de routine Contrôle de validation

Mode de stérilisation :

Vapeur	Phase de stérilisation	<input type="checkbox"/> Gaz OE Test bact. rapide	T°C :
	<input type="checkbox"/> Plastique 121°C 20 min. <input type="checkbox"/> Prions 134°C 18 min.		Lot n°:
<input type="checkbox"/> Autre :		<input type="checkbox"/> Sterrad	

Indicateurs chimiques :

Indicateur émulateur :N°lot du fabri quant

Numéro	Emplacement dans l'appareil	Attachez ici les indicateurs émulateurs

Contrôles¹

	c	n-c	Remarques et actions entreprises si n-c
Graphique / enreg. paramètres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicateur chimique (classe 4-6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remarques et actions entreprises si n-c			
Date	.. / .. / ...		
Code identifiant/signature collaborateur :	-----		

Tests bactériologiques

Test bactériologique : N°lot du fabricant

Mise en incubation des tests :	Date		Heure		Température	
Mise en incubation par :						

Lecture des tests :							
Vérifier temps minimum après mise en incubation et avant lecture (indications fabricant)							
Résultats:	" - " = pas de croissance " + " = croissance						
Date		Heure		Numéro Test témoin		Résultat	
Numéro des tests							
Résultats							

Contrôles¹

	c	n-c	Remarques et actions entreprises si n-c
Test bactériologique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rapport intermédiaire
Date	.. / .. / ...		
Code identifiant/signature collaborateur :	-----		

¹ c = conforme n-c = non-conforme