

Mode de stérilisation			
	Programme de stérilisation		
Vapeur	<input type="checkbox"/> Prions	134°C	18 min.
	<input type="checkbox"/> Plastique	121°C	20 min.
Gaz EO	<input type="checkbox"/>	55°C	60 min
	<input type="checkbox"/>	42°C	2 h30
V2O2 (Plasma)	<input type="checkbox"/>		
Charge	<input type="checkbox"/> à vide		
	<input type="checkbox"/> de référence		

Charge		
Date	Heure	Identification du stérilisateur
Collaborateur (nom/code identifiant):		

