


TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE



1. Espace gingival supérieur
2. Espace gingival inférieur
3. Joue interne coté droit et côté gauche
4. Passer sous la langue
5. Passer sur la langue
6. Finir par le palais dur et mou
7. Mettre l'écouvillon dans le tube prévu
8. Faire baver 2 fois de la salive liquide dans le tube (si possible)
9. Refermer le tube (désinfection du tube pas nécessaire) 10
10. Retourner 3 fois l'écouvillon

Voir la vidéo de démonstration de Gic Delaware
(https://www.youtube.com/watch?v=Eb3vSTc150U&feature=emb_logo)

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [Méthode de test salivaire CHUV](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Procedure_tests_salivaires_chuv.pdf)
(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Procedure_tests_salivaires_chuv.pdf)

Dernière mise à jour le 29/01/2021