

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DISPONIBLES POUR LES EQUIPES SOIGNANTES SUR LES SITES AMBULATOIRES PSYCHIATRIQUES

Produits	Utilisations	Exemples	Conservation	Remarques Générales
Ethanol Bichel® 70 % (Ethanol) <u>Produit désinfectant</u>	Désinfection du matériel de soins	Chariot de soins, plateau de soins, statif, déambulateur, cannes, etc.	Jusqu'à la date de péremption	Ne pas utiliser sur les patients Aucun des produits ne doit entrer en contact avec les yeux. En cas de projection de produit dans les yeux : rincer immédiatement à l'eau tiède ou avec du sérum physiologique pendant 15 min. En cas de persistance des symptômes, consulter un ophtalmologue Port de gants à usage unique dans le cadre des Précautions Standard <u>En cas de souillures</u> : utiliser l'Incidin
Steriwipes C® (Ethanol) <u>Lingettes désinfectantes</u>	Désinfection du petit matériel de soins	Thermomètre, garrot, stéthoscope, appareil à TA, brassard, appareil à glycémie ¹ etc.	3 mois après ouverture mais pas au-delà de la date de péremption	
Meliseptol® Wipes Sensitive (ammonium quaternaire) <u>lingettes désinfectantes à faible concentration</u>	Désinfection du matériel ne tolérant pas l'alcool	Ecrans tactiles, ECG Schiller MS 2015, etc.	Jusqu'à la date de péremption	Ne pas mélanger les produits Ne pas vaporiser les produits directement sur les surfaces Inscrive la date de péremption du produit sur le contenant Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière et du soleil direct. Fermer après chaque emploi Se référer aux recommandations du fabricant
Incidin® OxyFoam S (Péroxyde d'hydrogène) <u>Produit détergent/désinfectant</u> Réservé pour les sites ambulatoires	Désinfection des surfaces	Surface de travail, pharmacie, table de consultation <u>Pour rappel</u> : les surfaces de travail doivent être désinfectées tous les jours avec un détergent/désinfectant	Jusqu'à date de péremption	

1 : suivre strictement la notice du fabricant

Références : CHUV. Médecine Préventive Hospitalière. Service de pharmacie. *Antiseptiques et désinfectants*.
 CHUV. Service de médecine préventive hospitalière. Désinfection des surfaces non désinfectables à l'éthanol.
 Site HPCI. www.HPCI.ch