



MASQUE ET LUNETTES OU MASQUE À VISIÈRE

ADAPTER POUR LES SOINS AMBULATOIRES ET À DOMICILE

Seuls les masques médicaux (3 couches) de type 2R et résistant aux projections de fluides garantissent une protection efficace

Masque à élastique :



1. passer les anses
autour des oreilles



2. ouvrir et ajuster les
soufflets de manière à
recouvrir le nez et le
menton.




3. ajuster la barrette rigide
de façon à ce qu'elle
épouse les contours du nez
et des pommettes



4 se désinfecter le
après avoir mis le

Lunettes de protection ou visièr



Bien recouvrir les yeux avec les lunettes de protection et s'assurer qu'elles sont bien fixées derrière les oreilles



Bien recouvrir le visage avec la visièr et ajuster la barrette pour qu'elle épouse le contour du visage

Retrait du matériel de protection

1. Retirer les lunettes puis le masque
2. Eliminer le masque et les lunettes à usage unique dans le sac à déchets urbains après chaque utilisation.
3. Nettoyer et désinfecter les lunettes et les visièr réutilisables et les stocker dans un endroit propre après chaque utilisation
4. Se désinfecter les mains après le retrait du masque et des lunettes