


Marche à suivre pour le prélèvement

1. Ecrire le nom du client sur le tube.
2. Remplir le bon de laboratoire (bon 151, pour le CHUV) en cochant le type de prélèvement et le type d'analyse « SRAS-COV-2 (ou COVID-19)
3. Faire le **Frottis nasopharyngé** : Introduire l'écouvillon dans le conduit nasal jusqu'à atteindre le nasopharynx (environ 7 cm de l'arcade chez l'adulte), faire 2 rotations.



4. Introduire directement l'écouvillon dans le tube, le casser à ras bord.
5. Refermer le tube.
6. Désinfecter le tube avec une lingette imbibée d'alcool à 70°.
7. Glisser le tube dans une pochette plastique Kangourou (prélèvement dans la partie à fermeture et le bon dans l'autre partie).

