

**ENTRETIEN DU VÉHICULE DE TRANSPORT**

Services concernés : Service des transports patients

Fonctions concernées: Transporteurs de patients

**DOMAINE D'APPLICATION**

Transporteurs

**RESPONSABILITES**

Chef des transports

**TECHNIQUE****A. Entretien du véhicule après chaque transport de patient****Matériel**

1. Ethanol 70% en l'absence de souillures
2. Incidin®Plus 0.5% (désinfectant-détergent) disponible au robinet-doseur du garage en présence de souillures : prélever la quantité voulue dans un seau
3. Chiffon propre

**Technique**

1. Mettre des gants à usage unique non stériles
2. Eliminer le matériel à usage unique usagé
3. Evacuer la couverture si elle a été utilisée
4. Si le fauteuil-patient du véhicule a été utilisé, le désinfecter
5. Retirer les gants
6. Se désinfecter les mains
7. Renouveler la réserve de matériel si nécessaire, oxygène et solution hydro-alcoolique compris

**B. Entretien hebdomadaire du véhicule****Matériel**

1. Incidin®Plus 0.5% (désinfectant-détergent) disponible au robinet-doseur du garage: prélever la quantité voulue dans un seau
2. Chiffon propre

**Technique**

1. Mettre des gants à usage unique
2. Désinfecter le fauteuil-patient du véhicule
3. Désinfecter les parois, vitres, plafond, sol, autres surfaces de la cellule sanitaire
4. Désinfecter le siège, volant, levier de vitesse, microphone de la cabine du conducteur
5. Retirer les gants
6. Se désinfecter les mains
7. Renouveler la réserve de matériel si nécessaire, oxygène et solution hydro-alcoolique compris

### C. Entretien mensuel du véhicule

#### Matériel

1. Incidin®Plus 0.5% (désinfectant-détergent) disponible au robinet-doseur du garage: prélever la quantité voulue dans un seau
2. Chiffon propre

#### Technique

Le premier vendredi de chaque mois, lors de l'entretien hebdomadaire :

1. Evacuer l'espace faisant office de réserve de matériel et déposer ce matériel sur une surface propre
2. Contrôler les dates de péremption et éliminer le matériel périmé
3. Désinfecter l'espace faisant office de réserve de matériel
4. Renouveler la réserve de matériel si nécessaire

#### REMARQUES

La réserve de matériel contient :

1. 1 boîte de gants à usage unique non stériles taille L
2. 1 boîte de gants à usage unique non stériles taille M
3. 1 boîte de masques de soins
4. 1 couverture
5. 1 boîte de kleenex
6. 5 haricots en carton

#### VALIDATION

Validée par :

Service :

Date :

Visa :

Prof. Zanetti Giorgio, Médecin-adjoint

SMPH

déc. 2007

M. Chapatte Jean-Paul, Chef transports

TCA

déc. 2007

#### DISTRIBUTION

Chef des transports