

Désinfection des jouets en pédiatrie

Services concernés Département médico-chirurgical de pédiatrie
Fonctions concernées ICS, ICUS, personnel soignant qualifié et non qualifié

Problématique

Il existe un risque potentiel de transmission de micro-organismes par l'intermédiaire des jouets mis à disposition des enfants. Certaines études suggèrent que la désinfection des jouets, associée à d'autres mesures, diminuent l'incidence d'infections dans les garderies.

Responsabilités

ICS, ICUS, personnel soignant qualifié et non qualifié

Procédure

- De façon générale, éviter les matières textiles/poreuses non lavables/désinfectables, type bois non verni, carton non plastifié.
- Matières plastiques, bois verni ou matières cartonnées plastifiées (livres, puzzles, jeux de société)
 - Si souillures
 - Laver à l'eau et au savon simple puis désinfecter avec l'un ou l'autre des produits sous-mentionnés
 - En l'absence de souillures
 - En chambre
 - Désinfecter entre 2 patients avec l'un ou l'autre des produits sous-mentionnés
 - Lingettes Cleanplanet® imprégnées d'Ethanol 70% prêtes à l'emploi
 - Ethanol 70% en flacon gicleur
 - Dans les lieux communs
 - Désinfecter les jouets qui ont été manipulés par les enfants 1x/semaine avec l'un ou l'autre des produits sous-mentionnés
- Matières textiles/poreuses lavables/désinfectables, type mousse, peluche...etc
 - En chambre
 - Laver en machine à 60° entre 2 patients
 - Dans les lieux communs
 - Laver les jouets qui ont été manipulés par les enfants 1x/semaine en machine à 60°
- Les jouets mis à disposition des enfants en Isolement protecteur ou sous Mesures additionnelles doivent être désinfectés avant introduction dans la chambre ; d'autre part, ils doivent leur être dédiés. A la levée de l'isolement ou au départ de l'enfant, ils doivent être lavés et désinfectés manuellement ou lavés en machine à 60°.

Matériel

- Eau courante et savon simple
- Ethanol 70% sous forme de lingettes prêtes à l'emploi ou flacon gicleur
- Chiffon bleu de nettoyage
- Linge non pelucheux pour le séchage

Références, documents

- Kappstein I : Prävention von Infektionen in der Pädiatrie. In : Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz (F.Daschner editor) Springer - Verlag 1997; 26.5.5: 483 (disponible au SMPH)
- Ayliffe G (et al.) : Decontamination of Non-Clinical Equipment, TOYS. Control of hospital infection, 4^eEd. A practical Handbook. 2000; 6 : 102.
- APIC Child Care 1996; 86-7
- Uhari M, Mottonen M, Merja MD : An open randomized controlled trial of infection prevention in child day-care centers. Pediatric Infect Dis 1999 (Aug) 18(8) : 672-677.

Validation

Chef de service PED, ICS PED, Chef de Service SMPH

SMPH_W_REC_00020 / Désinfection des jouets en pédiatrie