

## Choix de la sonde vésicale à demeure

### Premier critère de choix: poids de la personne sondée

Poids de la personne sondée	N° de sonde en charrière (CH)
25 à 50 kg	Sonde N° 12 à 14 CH
> de 50 kg	Sonde N° 14 à 18 CH

### Deuxième critère de choix: durée du sondage

Type de sondage/ durée	Types de sondes					
	PVC	Latex	Latex enduit de téflon	Latex enduit de silicone	Hydrogel	100% silicone
Intermittent	X	–	–	–	–	–
Permanent 48 h max.	–	X	–	–	–	–
Permanent 2 à 3 semaines	–	–	X	X	–	–
Permanent plus de 3 semaines	–	–	–	–	X	X

### Choix du sac collecteur

#### 1. Durée du sondage inférieure ou égale à 48 heures

- sac stérile avec système de vidange
- système clos stérile en emballage unitaire

#### 2. Durée du sondage: plus de 48 heures

- système de fixation adapté
- robinet de vidange
- site de prélèvement d'urine
- valve antireflux

### Recommandations

1. Le système clos stérile est le système de choix absolu
2. En cas de sondage unique, préférer une sonde "droite"
3. Choisir une sonde de calibre adapté (si possible de petit calibre) afin de minimiser le traumatisme de l'urètre