

## Technique de retrait de la sonde vésicale

<p><b>Indication</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fin de l'indication du sondage vésical à demeure</li> <li>• présence de fuites urinaires</li> <li>• changement de sonde vésicale à demeure</li> <li>• obstruction de la sonde vésicale</li> <li>• infection urinaire symptomatique récidivante à <i>Staphylococcus spp</i> (cf PRO retrait sonde vésicale)</li> </ul>
<p><b>Matériel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 chariot ou plateau de soins</li> <li>• 1 désinfectant hydro alcoolique pour les mains</li> <li>• 1 paire de gants non stérile</li> <li>• 1 protection pour le lit</li> <li>• 1 seringue de 20 ml</li> <li>• 1 poubelle ou sac à déchets</li> </ul>
<p><b>Déroulement du soin</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informer et installer le patient</li> <li>• mettre une protection sous le siège</li> <li>• se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique</li> <li>• ouvrir la seringue en respectant l'asepsie</li> <li>• mettre les gants non stériles</li> <li>• connecter la seringue à l'embout du ballonnet</li> <li>• dégonfler le ballonnet en aspirant l'eau</li> <li>• vérifier la quantité d'eau aspirée avec la quantité d'eau injectée au moment de la pose</li> <li>• retirer délicatement la sonde</li> <li>• vider les urines aux toilettes</li> <li>• jeter la seringue, la sonde et le sac collecteur avec les gants sales dans le sac poubelle à déchets urbains</li> <li>• se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique</li> </ul>
<p><b>Contrôle</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• surveiller la diurèse les premières heures</li> <li>• pendant 24 heures, surveiller l'apparition d'un globe vésical : absence d'urine, douleur, abdomen tendu à la palpation, envie impérieuse</li> <li>• pendant 48 heures, surveiller l'apparition de signes infectieux: température, changement de l'état de conscience, hypotension, douleurs à la miction</li> </ul>