

1. OBJET

Le nettoyage et la désinfection des locaux d'un bloc opératoire ont pour objectif de :

- permettre de travailler dans un environnement biologique maîtrisé afin d'éviter la propagation des germes
- de conserver un état de propreté
- d'assurer aux professionnels et aux patients une protection maximale vis-à-vis des risques infectieux

2. CATEGORIE CDC : IB

3. DOMAINE D'APPLICATION

Bloc opératoire

4. DEFINITION

Nettoyage et désinfection : entretien combinant le nettoyage et la désinfection destiné à réduire momentanément la contamination d'une surface. Il est obtenu par l'évacuation des dispositifs médicaux souillés ainsi que des déchets, suivi par le nettoyage avec un produit désinfectant détergent

5. RESPONSABILITES

Instrumentistes, techniciens-nes en salle d'opération, infirmiers-ères anesthésistes et personnel d'entretien

6. DEROULEMENT

A. LES SALLES D'OPERATION

1. Entretien à l'ouverture d'une salle d'opération non utilisée au delà de 24 heures

- Se désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Appliquer un désinfectant détergent sur les surfaces (table d'opération, table d'instruments, scialytique, appareil d'anesthésie), avec chiffon trempé dans le produit
- Laisser sécher
- Oter les gants et désinfecter les mains

2. Entretien de la salle d'opération entre 2 interventions

Matériel opératoire

- Désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Sortir les déchets dans des sacs fermés,
- Evacuer les instruments souillés dans un bac fermé, les instruments doivent être pré-désinfectés le plus rapidement possible
- Changer le matériel d'aspiration
- Appliquer un désinfectant détergent sur la table d'opération et ses accessoires, les tables d'instruments, les scialytiques, les câbles de la plaque du bistouri électrique, les poignées de porte
- Nettoyer le sol avec un désinfectant détergent lors de souillures visibles
- Nettoyer les murs seulement si souillures visibles
- Oter les gants et désinfecter les mains

Matériel d'anesthésie

- Désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Changer le tuyau de l'aspiration
- Changer le filtre d'échangeur thermique
- Appliquer un désinfectant détergent sur les surfaces planes de l'appareil, des monitorings et sur le ballon avec une lingette désinfectante ou un chiffon trempé dans le produit
- Désinfecter le plateau à médicament avec une lingette ou le changer
- Oter les gants et désinfecter les mains

3. Entretien de la salle d'opération en fin de programme

Evacuation

- Désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Evacuer l'instrumentation souillée dans un bac fermé
- Evacuer le matériel d'aspiration
- Fermer les collecteurs d'objets tranchants si plein au 2/3 et les évacuer selon la filière officielle
- Fermer les sacs à déchets et à linge et les évacuer à l'extérieur de la salle en respectant les circuits en place

Nettoyage

- Désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Nettoyer les appareils et les accessoires présents dans la salle
- Appliquer un désinfectant détergent sur la table d'opération et ses accessoires, les tables d'instruments, les scialytiques, les câbles de la plaque du bistouri électrique, les poignées de porte, interphone, etc.
- Regrouper le matériel mobile au centre de la pièce
- 1^{er} nettoyage du sol avec balais à réservoir pour ramasser les déchets (fils etc.)
- 2^{ème} nettoyage du sol avec un désinfectant détergent en passant du pourtour de la salle vers le centre
- Nettoyer les murs seulement si souillures visibles
- Remettre le mobilier en place

Matériel d'anesthésie :

- Désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles
- Evacuer le petit matériel utilisé
- Evacuer le matériel d'aspiration et le collecteur d'objets tranchants si plein au 2/3
- Changer le filtre d'échangeur thermique,
- Nettoyer les surfaces

4. Entretien approfondi de la salle d'opération

- Murs salle d'opération jusqu'à hauteur d'homme 1x/semaine
- Murs salle d'opération jusqu'au plafond 1x/mois
- Plafond de la salle d'opération 2x/année

B. LES LOCAUX ANNEXES

1. Entretien journalier

Salle d'anesthésie

Nettoyage avec un désinfectant détergent :

- des surfaces de travail
- des armoires et tiroirs, partie extérieure y compris les poignées
- des portes et poignées
- du lavabo
- de l'appareil d'anesthésie et des appareils de monitoring selon la même technique que ceux de la salle d'opération
- du sol

Autres locaux

Nettoyage avec un désinfectant détergent :

- du mobilier et des surfaces planes
- des lavabos
- des portes et des poignées
- des sanitaires
- du sol

2. Entretien approfondi des locaux annexes

- Prévoir un rythme de nettoyage approfondi des locaux autres que les salles d'opération
- Prévoir un rythme de nettoyage des armoires et tiroirs avec contrôle des dates de péremption des médicaments et du matériel stérile. Minimum tous les 3 mois pour le matériel stérile et les médicaments, tous les 6 mois pour les autres
- Mettre en place un système de contrôle (traçabilité)

7. DOCUMENTS ASSOCIES

FT : Entretien des salles d'opération et des locaux annexes

FT : Fréquence de nettoyage et désinfection de la salle d'opération et des locaux annexes (affiche)

8. VALIDATION

Ce document a été élaboré par l'Unité HPCI en collaboration avec le groupe de travail bloc opératoire constitué d'infirmières en HPCI et de professionnels travaillant dans les blocs opératoires du canton de Vaud sous l'expertise du SMPH, CHUV.

Ce document peut être appliqué comme une directive par les différents établissements de soins du canton de Vaud.