

1. Charge

Date	Heure	N° stérilisateur	N° de cycle	Signature/code identifiant collaborateur

2. Mode de stérilisation

Vapeur	Phase de stérilisation	<input type="checkbox"/> OE Test bact. rapide	T°C :
	<input type="checkbox"/> Plastique 121°C 20 min. <input type="checkbox"/> Prions 134°C 18 min.		Lot n° :
<input type="checkbox"/> Autre :		<input type="checkbox"/> Sterrad	

3. Articles Stérilisés

	Article	Qté
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

	Article	Qté
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

4. Contrôles

	c	n-c	REMARQUES ET ACTIONS ENTREPRISES SI N-C
Graphique / enreg. paramètres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicateur chimique multiparamétrique (classes 4 à 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Emballages contrôlés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quantité contrôlée			
Date :		
Signature /code identifiant responsable du contrôle :		

c : conforme n-c : non conforme

SEULEMENT POUR LA STÉRILISATION À L'OE

	c	n-c	Remarques et actions entreprises si n-c
Test bact. Rapide > 4 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Date :		
Signature /code identifiant responsable du contrôle :		

c : conforme n-c : non conforme