

Fiche technique

Technique de prélèvement par PCR nasopharyngé

Dernière mise à jour

29/01/2021

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités),
EMS, EPSM, ESE, CAT, CMS et soignants
indépendants, Cabinets et polycliniques (Médical)

- ① Écrire le nom du patient sur le tube.
- ② Remplir le bon pour le laboratoire en cochant le type de prélèvement et le type d'analyse.
- ③ Faire le **Frottis nasopharyngé** : (avec un écouvillon souple)
 - ④° Introduire l'écouvillon dans le conduit nasal jusqu'à atteindre le nasopharynx (environ 7 cm de l'arcade chez l'adulte)
 - ⑤° Faire 2 rotations
- ⑥ Introduire directement l'écouvillon dans le tube, le casser à ras bord.
- ⑦ Refermer le tube.
- ⑧ Désinfecter le tube avec une lingette imbibée d'alcool à 70°.
- ⑨ Glisser le tube dans une pochette plastique kangourou :
 - ⑩° Mettre le prélèvement dans la partie fermée
 - ⑪° Mettre le bon dans l'autre partie

[Voir la vidéo de démonstration de la technique par NEJM](#)