

## Hémodialyse chronique - Entretien du poste de dialyse

### ENTRETIEN DU POSTE DE DIALYSE AU DEPART DU PATIENT

Cette fiche technique prend en compte l'entretien de l'environnement direct du patient à son départ, à savoir:

- Le mobilier
  - Lit ou fauteuil
  - Table de nuit
  - Table de repas
  - Entourage de lit (rideaux)
- Les dispositifs médicaux
  - Tensiomètre
  - Brassard
  - Thermomètre
  - Garrot
  - Glucomètre
  - Moniteur Crit-Line®
  - Pompe à perfusion
  - Pousse-seringue
- Le sol

Le démontage du circuit extra-corporel ainsi que l'entretien et la maintenance des générateurs d'hémodialyse fait l'objet d'une Fiche technique spécifique (FT Hémodialyse chronique - Entretien générateur).

### MATERIEL

#### **Matériel de protection**

- 1 paire de gants à usage unique non stériles
- Blouse de protection
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

#### **Matériel de traitement**

- Désinfectant-détergent de surface respectant les recommandations du fabricant
- Seau ou cuvette si nécessaire
- Chiffon

### FREQUENCE

- Après chaque séance d'hémodialyse

### TECHNIQUE

Après avoir procédé au démontage du circuit extra-corporel, après avoir désinfecté les surfaces externes du générateur et après avoir initié le processus de désinfection du circuit interne:

- Mettre une blouse de protection
- Mettre des gants à usage unique non stériles
- Evacuer le container à déchets, le sac à déchets et le sac à linge
- En cas de souillures importantes au niveau du mobilier ou des dispositifs médicaux, les essuyer avec un chiffon jetable imbibé de désinfectant-détergent
- Déshabiller le lit ou le fauteuil et procéder à la désinfection de l'ensemble de la structure
- Au moyen d'un chiffon à usage multiple imbibé de désinfectant-détergent, procéder à la désinfection par frottement des éléments suivants :
  - Mobilier
    - Table de nuit, table de repas, autre mobilier
  - Dispositifs médicaux ayant stationné dans l'environnement direct du patient au cours de l'hémodialyse
    - Selon liste sus-mentionnée
- Procéder à la désinfection du sol selon les règles en vigueur dans l'institution

#### Remarque :

L'entourage de lit (rideaux) sera renouvelé selon les modalités suivantes :

- Poste de dialyse conventionnel
  - Changement aux 6 mois
- Poste de dialyse individuel (patients HBsAg positifs, patients infectés par MRSA)
  - Changement mensuel